

Poziform posisjoneringsutstyr

2017



Poziform posisjoningsutstyr er designet for å gi optimal støtte og komfort gjennom hele dagen. Det nye beltesortimentet stabiliserer brukeren på en sikker måte, samtidig som den ekstra polstringen ytterligere forsterker brukerkomforten.

Et stort utvalg av størrelser og innfestninger gjør det enkelt og smidig å tilpasse beltene til hver enkelt bruker. Hele Poziform serien er CE-merket.

Eazi Care Vinyl er en ny serie posisjoningsutstyr som er beregnet for bruk i vann. Dette gjør at den egner seg godt for bruk på bad og i basseng.

HOFTEBELTER

Hoftebeltet brukes for å støtte brukerens bekkenposisjon, og på den måten sikre en god sittstilling.

Utvalg av beltespener



Sidespenne



Quick Release



Flyspenne




Twin Lock sikkerhesspenne



Standard trykknapp

2-punkts hoftebelte med enveisstramming

- Tilgjengelig i 5 størrelser
- Tilgjengelig i nylon og Eazi Care vinyl
- Kan fås med 5 forskjellige spenner
- Medfølgende monteringsfester gjør at det enkelt kan monteres på forskjellige type hjelpemidler




Teknisk data

	Mål i mm			Art.nr.				
	A	B (min)	B (maks)	Standard trykknapp	Quick Release	Flyspenne	Sidespenne	Twin Lock sikkerhesspenne
Nylon								
Str. 1 (XS)	55	310	385	–	–	–	SOS80027	SOS80144
Str. 2 (S)	65	360	445	–	–	–	SOS80061	SOS80145
Str. 3 (M)	65	460	560	SOS80028	SOS80135	SOS80138	SOS80141	SOS80146
Str. 4 (L)	75	560	685	SOS80029	SOS80136	SOS80139	SOS80142	SOS80147
Str. 5 (XL)	75	620	770	SOS80030	SOS80137	SOS80140	SOS80143	SOS80148
Eazi Care Vinyl								
Str. 1 (XS)	55	260	335	–	–	–	SOS10403	–
Str. 2 (S)	60	315	400	–	–	–	SOS10429	–
Str. 3 (M)	65	410	510	–	–	–	SOS10606	–
Str. 4 (L)	65	515	640	–	–	–	SOS10607	–
Str. 5 (XL)	75	620	770	–	–	–	SOS10608	–

2-punkts hoftebelte med toveisstramming

- Tilgjengelig i 5 størrelser
- Tilgjengelig i nylon og Eazi Care vinyl
- Medfølgende monteringsfester gjør at det enkelt kan monteres på forskjellige type hjelpemidler




Teknisk data

Nylon	Mål i mm			Art.nr.
	A	B (min)	B (maks)	Sidespenne
Str. 1 (XS)	55	310	410	SOS80031
Str. 2 (S)	60	360	475	SOS80062
Str. 3 (M)	65	460	585	SOS80032
Str. 4 (L)	65	560	710	SOS80033
Str. 5 (XL)	75	620	770	SOS80034
Eazi Care Vinyl				
Str. 1 (XS)	55	260	360	SOS10407
Str. 2 (S)	60	315	425	SOS10430
Str. 3 (M)	65	410	535	SOS10408
Str. 4 (L)	65	515	665	SOS10409
Str. 5 (XL)	75	620	770	SOS10410

4-punkts hoftebelte med toveisstramming

Støtter bekkenet ytterligere og egner seg godt til brukere med mye ufrivillige bevegelser. Benyttes gjerne til brukere med moderate til store posisjoneringsbehov.

- Tilgjengelig i 5 størrelser
- Tilgjengelig i nylon og Eazi Care vinyl
- Medfølgende monteringsfester gjør at det enkelt kan monteres på forskjellige type hjelpemidler




Teknisk data

Nylon	Mål i mm			Art.nr.
	A	B (min)	B (maks)	Sidespenne
Str. 1 (XS)	55	310	410	SOS80064
Str. 2 (S)	60	360	475	SOS80065
Str. 3 (M)	65	460	585	SOS80066
Str. 4 (L)	65	560	710	SOS80067
Str. 5 (XL)	75	620	770	SOS80068
Eazi Care Vinyl				
Str. 1 (XS)	55	260	360	SOS10431
Str. 2 (S)	60	315	425	SOS10432
Str. 3 (M)	65	410	535	SOS10433
Str. 4 (L)	65	515	665	SOS10434
Str. 5 (XL)	75	620	770	SOS10435

Sternumstøtte

Sternumstøtten hjelper til med den posturale kontrollen og stabiliteten uten å begrense bevegelsesfriheten mer enn nødvendig. Med de medfølgende monteringsfestene, kan sternumstøttene enkelt monteres på de fleste hjelpemidler.

- Tilgjengelig i 5 standardstørrelser og 2 damestørrelser
- Vaskbare
- Neoprenpolstring med nylonstropper
- Kan enkelt strammes og løsnes oppe og nede på vesten
- Kan også fås i nylon eller Eazi Care vinyl



Teknisk data


Sternumstøtte std.	Mål i mm				Art.nr.		
	A	B	C	D	Neopren	Nylon	Eazi Care Vinyl
Str. 0 (XS)	205	135	100	65	SOS80011	SOS80008	SOS10412
Str. 1 (S)	300	145	105	75	SOS80069	SOS80004	SOS10494
Str. 2 (M)	385	170	115	85	SOS80070	SOS80005	SOS10495
Str. 3 (L)	455	215	150	100	SOS80071	SOS80006	SOS10496
Str. 4 (XL)	525	260	160	105	SOS80072	SOS80007	SOS10497
Smal modell for damer							
Str. 2 (M)	375	190	155	40	SOS80073	SOS80012	SOS10498
Str. 3 (L)	440	220	160	60	SOS80074	SOS80013	SOS10499

H-sele

H-selen hjelper til med den posturale kontrollen og stabiliserer skulderbeltet.

Med de medfølgende monteringsfestene, kan sternumstøttene enkelt monteres på de fleste hjelpemidler.

- Tilgjengelig i 5 størrelser
- Vaskbare
- Neoprenpolstring med nylonstropper
- Kan enkelt strammes og løsnes oppe og nede på vesten
- Kan også fås i nylon eller Eazi Care vinyl




Teknisk data

Størrelse	Mål i mm			Art.nr.		
	A	B (min)	B (maks)	Neopren	Nylon	Eazi Care Vinyl
Str. 1 (XS)	205	95	140	SOS80075	SOS80047	SOS10416
Str. 2 (S)	255	105	160	SOS80076	SOS80048	SOS10417
Str. 3 (M)	360	120	230	SOS80077	SOS80049	SOS10418
Str. 4 (L)	405	130	245	SOS80078	SOS80063	SOS10428
Str. 5 (XL)	460	140	260	SOS80079	SOS80050	SOS10419

Dynamisk brystbelte

Brystbelte i neopren gir en allsidig støtte til posisjonering av overkroppen. Den tilbys i 4 forskjellige størrelser og festes enkelt med velcro. Dette gjør at den er svært enkel å feste og åpne.




Teknisk data

Størrelse	Mål i mm		Art.nr.
	A	B	Neopren
Small	75	1500	SOS10454
Medium	100	1500	SOS10455
Large	125	1500	SOS10456
XLarge	125	1650	SOS10457

Poziflex brystbelte

Poziflex er et komfortabelt brystbelte i neopren med trykknapper på begge sider. Dette gjør det svært enkelt å ta av og på, samt stramme/løse for å få riktig trykk. Poziflex brystbelte fås i 5 forskjellige størrelser.



Teknisk data



Størrelse	Mål i mm		Art.nr.
	A	B	Neopren
XSmall	75	320	SOS10508
Small	95	400	SOS10509
Medium	110	475	SOS10510
Large	120	550	SOS10511
XLarge	135	620	SOS10512

Poziform fotreimer

Poziform fotreimer hjelper til med å opprettholde en god fotstilling. De tilbys i 4 forskjellige størrelser og er enkle å tilpasse. Justerbare både i høyde og bredde for å passe best mulig til bruker. Fotreimene leveres komplett med monteringsfester. Kan fås med 2 forskjellige låsemekanismer; velcro eller sidespenne.

Medfølgende fester

- 40mm (x4) smygestol
- 40mm (x4) reimfeste
- No.8 x 12mm (x8) selvborrende skrue
- M4 x 20mm (x8) skrue
- M4 x Ø20 (x8) skive
- M4 (x8) mutter



Teknisk data

Størrelse	Mål i mm		Art.nr.	
	A (min)	A (maks)	Velcro	Sidespenne
Str. 1 (S)	150	190	SOS80000	SOS80087
Str. 2 (M)	180	230	SOS80001	SOS80088
Str. 3 (L)	220	280	SOS80002	SOS80089
Str. 4 (XL)	280	340	SOS10503	SOS80090




Universalt beltepolster

Disse universelle beltepolstrene er laget for å gi ekstra komfort til bruker.

De er egnet for belter på 25mm og 40mm bredde.

De universelle beltepolstrene tilbys i 3 forskjellige utforminger.

Man kan få de i dynamisk neopren, nylon eller Eazi Care vinyl.




C = Maks bredde på reim

Teknisk data

Type/Størrelse	Mål i mm Neopren			Mål i mm Eazi Care Vinyl			Art.nr.	
	A	B	C	A	B	C	Neopren	Eazi Care Vinyl
Mini								
Str. 1 (S)	135	55	25	135	55	25	SOS10460	SOS10420
Str. 2 (M)	165	75	40	165	75	40	SOS10461	SOS10421
Medi								
Str. 1 (XS)	155	55	25	135	55	25	SOS10465	SOS10422
Str. 2 (S)	180	65	40	205	65	40	SOS10466	SOS10423
Str. 3 (M)	230	65	40	255	65	40	SOS10467	SOS10424
Str. 4 (L)	280	75	40	305	75	40	SOS10468	SOS10425
Maxi								
Str. 2 (S)	310	70	40	310	70	40	SOS10487	SOS10426
Str. 3 (M)	365	70	40	365	70	40	SOS10488	SOS10427

Skriftsele

Skriftselen hjelper til å stabilisere bekkenet uten å legge noe trykk rundt mageregionen.
Skriftselen fås i 4 forskjellige størrelser, men kun i Eazi Care Vinyl.



Teknisk data

Størrelse	Mål i mm				Art.nr.
	A	B	C	D	Eazi Care Vinyl
Str. 1 (S)	210	150	350	50	SOS10490
Str. 2 (M)	250	220	450	50	SOS10491
Str. 3 (L)	300	250	570	70	SOS10492
Str. 4 (XL)	360	290	720	70	SOS10593



Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne