

Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne

HandiSnow-5 piggekjelke

2017



HandiSnow-5 piggekjelke er CE-merket og TÜV-testet

HandiSnow-5 er en norskprodusert piggekjelke av høy kvalitet. Med en ramme produsert i aluminium, har den en vekt på under 7 kg.



Kjelken er egnet for både ettbens- og dobbeltamputerte, samt personer med redusert funksjon i ett eller begge ben.

Optimal piggestilling

Seteplaten og knestøtten har justeringsmuligheter, slik at de kan vinkles både i forkant og bakkant for en ideell sittevinkel. Den tilpassede sittevinkelen og setehøyden optimaliserer en god piggestilling, mens den knestående stillingen sørger for en meget god vektfordeling mellom sete og knær. HandiSnow-5 leveres standard med rygg og 2 stk setereimer med jekkemekanisme som holder bruker godt på plass i kjelken.

HandiSnow-5 leveres med en funksjonell håndbrems. Den er utstyrt med en bremsestropp mellom bremseespak og setet slik at den er enkel å få tak i. På denne måten kan man enkelt bremse uten å komme ut av balanse.

Ved å montere på en høyere rygg og bredt magebelte, kan HandiSnow-5 benyttes av personer med større funksjonsnedsettelse.

Skiene er enkle å ta av og på, noe som gjør kjelken lett å transportere. I tillegg til skibindinger er skiene utstyrt med solide festekroker som sikrer godt feste av piggekjelken.

HandiSnow-5 piggekjelke

Standard utstyr:

- Rygg H-15 cm
- Setepute
- Knestøtte, D-18 cm
- Håndbrems
- Setereimer med jekkemekanisme for hofter og lår
- Festereim for knestøtte med fixlock spenne
- Festereimer for føtter
- Ski med bindinger og festekroker
- Skistaver med trinser og Pro Fit hemper for bedre grep

HandiSnow-5 piggekjelke
 med rygg, H-15 cm
 setepute, knestøtte, D-18 cm
 håndbrems, setereimer med
 jekkemekanisme for hofter og lår,
 festereim for knestøtte med
 fixlock spenne, festereimer
 for føtter, ski med bindinger
 og festekroker, skistaver med
 trinser og Pro Fit hemper for
 bedre grep

Teknisk data:

Modell	Artikkelnr.	HMS nr.	Setebredde	Setedybde	Sittehøyde bak
HandiSnow-5 sb30	503217-30	195966	30 cm	25 cm	47,5 – 50 cm
HandiSnow-5 sb35	503217-35	202489	35 cm	25 cm	47,5 – 50 cm

Modell	Rygghøyde	Skilengde	Egenvekt	Brukervekt	Sittehøyde foran
HandiSnow-5 sb30	15 cm	182 cm	6,5 kg	110 kg	43 – 46 cm
HandiSnow-5 sb35	15 cm	182 cm	7 kg	110 kg	43 – 46 cm

Tilbehør:



Art.nr	HMS.nr	Beskrivelse
503218	213555	Rygg, komplett, SB35, RH20 cm
503218-20	232328	Rygg, komplett, SB30, RH20 cm
503219	213556	Magebelte, bredt
503292	232314	Kneplate aluminium, B28, D22 cm
503344	232317	Knepute, B28, D22, H4 cm
503345	232316	Knepute, B28, D22, H2 cm
503347	232315	Knepute, B28, D18, H2 cm
500147	190255	Skistaver med asfalt/is-pigger, L-120 cm, Pro Fit hemper, str. M, par
500148	190256	Skistaver med asfalt/is-pigger, L-125 cm, Pro Fit hemper, str. M, par
500149	190257	Skistaver med asfalt/is-pigger, L-130 cm, Pro Fit hemper, str. L, par
500150	190258	Skistaver med asfalt/is-pigger, L-135 cm, Pro Fit hemper, str. L, par
500151	232335	Skistaver med asfalt/is-pigger, L-140 cm, Pro Fit hemper, str. XL, par
500152	232336	Skistaver med asfalt/is-pigger, L-145 cm, Pro Fit hemper, str. XL, par
503269	190245	Setereim M2 med jekkemekanisme, Small
503270	190246	Setereim M2 med jekkemekanisme, Medium
503271	190247	Setereim M2 med jekkemekanisme, Large
503277	213957	Rulleski Rollersafe med hydrauliske bremses (staver er ikke inkludert)
503358	232323	Overtrekk knær/lår mot kulde/nedbør
503310	215568	Beskyttelsesbag med reimer

Unikt tilbehør

HandiSnow-5 kan benyttes med RollerSafe rulleski på faste og jevne underlag om sommeren. RollerSafe er designet og produsert i Norge. Dette er de første rulleskiene på markedet med påmonterte hydrauliske brems, som opereres via Bluetoothsignaler fra bremsehendler på stavene. Dette gir brukeren full kontroll og ekstra sikkerhet i nedoverbakker, og en trygg nedbremsning.



HandiSnow-5 med RollerSafe rulleski

RollerSafe rulleski leveres med praktisk koffert (staver er ikke inkludert).



HandiSnow-5 piggekjelke er CE-merket og TÜV-testet i henhold til EN12182.



Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne