

Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne

# Wheel-e, elektrisk rullestolfront

2017



Wheel-e er CE-merket

Wheel-e gir deg garantert en enkel og uavhengig bevegelsesfrihet med din egen rullestol. Enten det er på fortau, i skogen, på landeveien, oppover eller nedover: Wheel-e passer tilnærmet alle rullestoler.



Wheel-e har en elektrisk motor med en maksimal hastighet på 6 km/t.

### Display og gasshåndtak - enkel kjørekontroll

- Fargedisplay
- Maksimal hastighet på 6 km/t
- Displayet kan tas av og byttes på bare sekunder med det nye gummierte grepet
- Ryggefunksjon
- Gasshåndtaket gjør at bruker kontrollerer alle generelle funksjoner på Wheel-e uten å løfte hendene fra styret



Display

### Kraftig motor og 20" hjul

- Velg mellom BionX P 250 eller BionX D-Serie motor
- Støyfri kjøring
- BionX D-serie har dreiemoment på 50 Nm og er spesielt kraftig i oppoverbakker
- På grunn av et bredt 20" hjul kan Wheel-e også kjøres i ujevnt terreng




Gasshåndtak



Oppladbart Batteri



Transformator



Oppfellbare støtteben



Bion-x D-serie elektrisk motor

### Kraftige oppladbare batterier - optimalt plassert

- Rekkevidde opp til 80 km med dobbelt batteri
- Rekkevidden kan forlenges ved at hjulet lader tilbake til batteriet i nedoverbakker (når man bremses normalt eller på girene)
- Optimal distribusjon av vekt og grep, samt gode kjøreegenskaper takket være det lave tyngdepunktet
- Rett kjøring på grunn av omdannet styregeometri
- Med doble batterier er det enkelt å bytte mellom batteriene med transformatorpakene

### Allsidig å reise med på grunn av en kompakt, sammenleggbar størrelse

- Liten og kompakt takket være et avtakbart adapter og oppfellbare støtteben
- Lastevekt fra 13,9 kg (uten oppladbare batterier)

### To standard modeller med forskjellig motor

- BionX P 250 - komfortabel og sammenhengende kjøring (dreiemoment 9/40 Nm, 250 W kraft)
- BionX D-Serie - kraftigere, for mer krevende kjøring (dreiemoment 25/50 Nm, 250 W kraft)

### Stort utvalg av tilbehør

- Skjermer, bagasjebrett, sidespeil, m.m.
- Ytterligere tilbehør tilgjengelig for brukere med ekstra nedsatt funksjon.

## TEKNISK DATA

### Standard utstyr

- Innfestningsplate for hurtigkobling til "Quick-Snap" adapteret
- Mottaker for kjøresignal, display og gasshåndtak for hastighet opp til 6 km/t
- Hydrauliske skivebremseser
- Støtteben
- Sportsstyre
- Høyde- og vinkeljusterbart styrestem
- Belysning og ringeklokke
- Reversfunksjon
- Totalvekt 18 kg

### Oppladbare batterier

- BionX 48V oppladbart batteri / 8.8 Ah / 423 Wh / Rekkevidde 20-35 km
- BionX 48V oppladbart batteri / 11.6 Ah / 556 Wh / Rekkevidde 30-50 km
- Doble batterier for en rekkevidde opp til 80 km inkludert transformator med valgpaker som tilbehør

## Modeller:

Art.nr.	Beskrivelse
9130100020-020	BionX D-Series, 6 km/h, 25/50 Nm, 250W, 20" hjul
9130100010-020	BionX PL 250 HT, 27 gir, 6 km/h, 9/40 Nm, 250W, 20" hjul

## Tilbehør BionX D-Series:

Art.nr.	Beskrivelse
9130105127	Schwalbe «Big Ben» dekk, 20x2,15" (406-55)
9130300105	Magura MT5 bremses (anbefalt over 80 kg kroppsvekt)

## Tilbehør BionX PL 250 HT:

Art.nr.	Beskrivelse
9130105128	Schwalbe «Marathon Plus» punkteringsfritt, 20x1,75" (406-47)
9130300101	Magura MT5 bremses (anbefalt over 80 kg kroppsvekt)
9130300100	Magura, ekstra uavhengig bremsesystem
9130300102	Parkeringsbrems

## Tilbehør begge modeller:

Art.nr.	Beskrivelse
9110700141	Speedy fastramme, sentral adapter
9110701300	Traveler sammenleggbar, sentral adapter
9110701400	Buddy fastramme, sentral adapter
9110701500	Universal, front adapter (må velge rørdiameter)
9130500003	SKS skjerm
9130500002	MX skjerm, oransje
9130500004	MX skjerm, svart
9110900000	Hjul for parkeringsstøtte
9110903290	Baggasjebrett
9130900001	Flaskeholder
9130900002	Speil, venstre
9130900003	Speil, høyre
9130900004	LED frontlykt (strøm via oppladbart batteri for motor)
9110700004	Forlengt utløserarm for sentraladapter
9110700005	Eksentrisk, forlengt utløserarm for frontadapter
9110700002	Adaptersentrerings assistanse
9130900100	Konsoll / Display for 15 km/h
9130900105	Konsoll / Display for 24 km/h
9130900010	Oppladbart batteri, 8,8Ah
9130900011	Oppladbart batteri, 11,6Ah
9130900012	Doble oppladbare batteri, 8,8Ah, inkl. transformator for batteriene
9130900013	Doble oppladbare batteri, 11,6Ah, inkl. transformator for batteriene
9110100170-001	Rammefarege Black Shadow (RAL9005)



Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne