

HM SNOWRACER

HM Snowracer leveres som standard med rattforlenger, seteskall med polstring og setetilt. Seteskallet har integrert abduksjonsføring og setegrop som fremmer en funksjonell sittestilling. Den tykke og myke polstringen absorberer mot støt under kjøring, og er samtidig vannavstøtende. Integrerte slissespor og mulighet for å sette på monteringsbeslag over skuldrene gjør det mulig å påføre HM Snowracer med alle slags forskjellige belter, vester og seler. Vi har også et rikt utvalg med forskjellige hodestøtter som kan monteres på.

Originalsetet på kjelken flyttes bakover slik at ledsager har god plass bak brukeren. Rattforlengeren gjør at ledsager enkelt når frem til rattet og slik også kan hjelpe til med stabilisering, med armene rundt brukeren.



HM Snowracer leveres med seteskall tilpasset barn i alderen 3-7 år. Et mindre sete som er bergenet for de minste barna, og to større seter for barn helt opp til 15 års alder er også tilgjengelige, slik at alle barn har muligheten for en tur i akebakken.

Teknisk Data

Lengde	Bredde	Setebredde	Setedybde	Rygghøyde	Tilt	Maks brukervekt	Egenvekt
140 cm	53 cm	29 cm	28 cm	36 cm	0-20°	70 kg	12,6 kg



Rattforlenger og setetilt



Trekksnor med snelle



Monteringsbeslag og slissespor



Bredt utvalg av posisjoneringsutstyr

Besøksadresse: Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Telefon: +47 66 81 60 70 • Telefaks: +47 66 81 60 71
firmapost@hm-spes.no • www.hm-spes.no

hm
Hjelpemiddelspecialisten as