

Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne

XCK piggestol



Nyutviklet knepiggestol for de aktive brukerne som driver med piggeaktivitet som kjelkehockey, ispigging eller langrennspigging.

Den tilpassede sittestillingen optimaliserer piggingen og sørger for en meget god vekfordeling mellom sete og knær.

Knepiggestolen er laget i helsveiset aluminium, noe som gjør den svært solid og stabil.

Styret kan enkelt vippes opp, samtidig som kne- og leggføringen kan skyves frem. Dette gjør inn- og utstigning av knepiggestolen svært enkel.

Hurtigkobling på alle hjulene slik at den er enkel å demontere for transport. Leveres standard med styrekorrigering, noe som gjør den retningsstabil, uansett dosering på veien.

Knepiggestolen lages etter individuelle mål og behov.

XCK piggestol

Grafisk design: KDB Consult - Trykk: Merkur Grafisk AS



HandiNor 

Aktivitetshjelpemidler for barn, unge og voksne

Handinor AS - Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tel.: 63 88 72 40 - Telefaks: 66 81 60 71
post@handinor.no - www.handinor.no