

Snowracer HN

Snowracer HN leveres som standard med rattforlenger og seteskall med polstring og tilt.

Seteskallet som er montert på akebrettet har en integrert setegrop og svak abduksjonsføring, og gir dermed en funksjonell sittestilling for aktiviteten. Polstringen absorberer mot støt under kjøring, og er samtidig vannavvisende.

Muligheter for slissing og for å sette på monteringsbeslag over skuldrene gjør det mulig å utstyre Snowracer HN med alle slags forskjellige belter, vester og seler. Vi har også et rikt utvalg av hodestøtter som kan monteres på.

Originalsetet på kjelken flyttes bakover slik at ledsager har god plass bak brukeren. Rattforlengeren gjør at ledsager enkelt når fram til rattet og slik også hjelper til med stabiliseringen av bruker. Snowracer HN kan leveres med seteskall tilpasset barn i fra 1-15 år, slik at alle barn har muligheten for en tur i akebakken.

Seteskallene produseres i setebredde 26, 30 og 34 cm, men med ekstra polster i setene kan man også oppnå setebredder på 24, 28 og 32 cm.

Skallene kan enkelt kuttes til og formes slik at de passer brukeren best mulig i forhold til setedybde, rygg høyde og bolhøyde.



Mål, seteskall:

	str. 1	str. 2	str. 3
Setebredde:	26 cm	30 cm	34 cm
Setedybde:	29 cm	35 cm	41 cm
Rygg høyde:	38 cm	44 cm	50 cm

Teknisk data

Artikkelnummer	HMS nummer	Benevning	Størrelse
505026		Snowracer HN (setebredde 26 cm)	str. 1
505030		Snowracer HN (setebredde 30 cm)	str. 2
505034		Snowracer HN (setebredde 34 cm)	str. 3
500115-26		Ekstra polster (setebredde 24 cm)	str. 1
500115-30		Ekstra polster (setebredde 28 cm)	str. 2
500115-34		Ekstra polster (setebredde 32 cm)	str. 3

*For ytterligere tilbehør se Hjelpemiddelspesialisten og HandiNor sitt tilbehørssortiment (www.hm-spes.no).