

HandiSnow-4 piggekjelke

Hjelpemiddelsentral:

SF:

Brukernavn (ID):

Tlf:

Terapeut/Rådgiver:

Tlf:

For HandiNor:

Dato:

| Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Artikkelnr. | 503030-JR | 503030-30 | 503530-35 | 504030-40 |
| HMS nr. | 190166 | 190167 | 190168 | 190169 |
| Setebredde | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
| Setedybde | 35 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Benlengde | 66-83 cm | 75-107 cm | 75-107 cm | 75-107 cm |

Stavhengde m/trinse: _____ cm

Husk å krysse av på tilgjengelig tilbehør


Pro-Fit stropp

Str. S

Str. M

Str. L

Str. XL


Brukermål:

- A) Setedybde _____ cm
- B) Legglengde _____ cm
- C) Sete til øyenbryn _____ cm
- D) Sete til armhule (kun ved valg av sportssete) _____ cm

Sportssete monteres flatt om ikke annet spesifiseres:


 Jeg gir Norges Skiforbund tillatelse til å kunne kontakte meg

Ytterligere mål og info:

Spesialtilpassing av sportssete str.

- A) Setedybde: - cm
- B) Bolhøyde: - cm
- C) Rygghøyde: - cm

Ytterligere info (sportssete)



Tilbehør:

| Artikkelnr. | HMS nr. | Benevning |
|-----------------------------------|----------------|---|
| <input type="checkbox"/> 503142 | 157075 | Ledsagerbøyle avtakbar og vinkelregulerbar |
| <input type="checkbox"/> 503151 | 163256 | Støtteski inkl brakett |
| <input type="checkbox"/> 500039 | 149901 | Sele med kryssreimer og festekroker + 2 elastiske tau m/karabinkroker |
| <input type="checkbox"/> 500039-C | 190178 | Festekrok for tau |
| <input type="checkbox"/> 500082 | 143290 | Drag, sammenleggbart, og sele med kryssreimer og festekroker |
| <input type="checkbox"/> 500082-D | 153171 | Feste for pulkdrag |
| <input type="checkbox"/> 503143 | 166660 | Dyttekopp (kan ikke kombineres med støtteski) |
| <input type="checkbox"/> 500063 | 143287 | Skøyter m/bindinger og skøytebeskyttelse, par |
| <input type="checkbox"/> 500136 | 190259 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-65 cm, Pro Fit hemper, str. S, par |
| <input type="checkbox"/> 500137 | 190260 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-70 cm, Pro Fit hemper, str. S, par |
| <input type="checkbox"/> 500138 | 190261 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-75 cm, Pro Fit hemper, str. S, par |
| <input type="checkbox"/> 500139 | 190262 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-80 cm, Pro Fit hemper, str. M, par |
| <input type="checkbox"/> 500140 | 190263 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-85 cm, Pro Fit hemper, str. M, par |
| <input type="checkbox"/> 500141 | 190264 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-90 cm, Pro Fit hemper, str. L, par |
| <input type="checkbox"/> 500142 | 190265 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-95 cm, Pro Fit hemper, str. L, par |
| <input type="checkbox"/> 500143 | 190251 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-100 cm, Pro Fit hemper, str. L, par |
| <input type="checkbox"/> 500144 | 190252 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-105 cm, Pro Fit hemper, str. L, par |
| <input type="checkbox"/> 500145 | 190253 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-110 cm, Pro Fit hemper, str. L, par |
| <input type="checkbox"/> 500146 | 190254 | Skistaver med asfalt/is-pigger, L-115 cm, Pro Fit hemper, str. L, par |
| <input type="checkbox"/> 503277 | 213957 | Rulleski Rollersafe m/hydrauliske bremses (staver er ikke inkludert) |
| <input type="checkbox"/> 500110 | 190292 | Sportssete SB26 SD29 RH38 inkl polster |
| <input type="checkbox"/> 500111 | 190293 | Sportssete SB30 SD35 RH44 inkl polster |
| <input type="checkbox"/> 500112 | 190294 | Sportssete SB34 SD41 RH50 inkl polster |
| <input type="checkbox"/> 500113 | 190295 | Sportssete SB38 SD47 RH56 inkl polster |
| <input type="checkbox"/> 500337 | 232300 | Fothviler med reimer, for legglengde kortere enn 35 cm |
| <input type="checkbox"/> 500084 | 160635 | Grepsforsterker, stk. |
| 503126-S | 190298 | Varmepose ben, str. S |
| 503126-M | 190299 | Varmepose ben, str. M |
| 503126-L | 190300 | Varmepose ben, str. L |
| 500115-26 | | Sportsete - ekstra polster 2 cm SB-26 |
| 500115-30 | | Sportsete - ekstra polster 2 cm SB-30 |
| 500115-34 | | Sportsete - ekstra polster 2 cm SB-34 |
| 500115-38 | | Sportsete - ekstra polster 2 cm SB-38 |